

■顕微鏡用自動化製品 ▷顕微鏡用XYステージ

マイクロスキャニングステージ クールマッスルモータ付















製 品 番 号	対応顕微鏡			
MSS-50WCCM-OA	オリンパス	BH2		
MSS-50WCCM-OB	オリンパス	BX40、BX41M-LED、BX51、 BX61M、BX60、BX61		
MSS-50WCCM-NA	ニコン	オプチフォト100S、 エクリプス <i>M</i> E600		

※末尾-OA、-OB、-NAの製品には顕微鏡対応アダプタが付属します。

▲ MSS-50WCCM

○ 特長 Sales Point

- 移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。
- モータにドライバ・コントローラ・エンコーダー体型のクールマッスル CM1 を搭載しています。
- RS-232Cにより、専用のプログラミング言語でモータへのプログラム、またダイレクトモードでの駆動が可能です。
- 顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。
- 標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。

製	品	番	号	NEW MSS-50WCCM-OA	NEW MSS-50WCCM-OB	NEW MSS-50WCCM-NA		
製		品	名	マイクロスキャニングステージ				
価			格	¥950,000	¥950,000	¥950,000		
移	動	方	向	XY軸2方向				
移		動	量	X軸±50mm、Y軸±25mm				
ス	テ	ー ジ	面	205mm×155mm				
使	用	€ -	9	クールマッスルCM1-11S30A(C <i>タイプ</i>)				
分		解	能	0.005mm (200分割時) ~ 0.00002mm (50,000分割時)				
送	りね	じた	土 様	ボールねじ				
送	りね	じり・	ード	1 mn				
移	動	ガイ	ド	V溝とクロスローラ				
移	動	精	度	真直度 0.010㎜ (水平) 、 0.015㎜ (垂直) 0.025mm (垂直)				
位置	遺決め精度(1/10ストロ	ローク)	X車0.010mm、Y車0.005mm				
位置	遺決め精度(フルストロ	コーク)	X軸0.050mm X軸0.040mm 、Y軸0.010mm				
繰	り 返	し 精	青 度	± 0.002mm				
	ストモ	ーシ	ョン	0.002mm				
耐		苘	重	29.4N (3kgf)				
質			量	3.7kg (アルミプレートを除く)				
最	高速度	₹(8,000p	ps時)	16mm /s				
主	要材質	/ 表面	処 理	アルミ合金/黒アルマイト梨地				
リ	ミッ	トセ:	ンサ	ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ				
通	信	機	能	RS-232C(ストレートケーブル)				
標	準	付 属	品	ACアダプタ、アルミプレート				
Rol	HS指 令	対 応	状 況	RoHS RoHS指令適合品				

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ《http://www.chuo.co.jp》Web製品カタログよりダウンロードできます。




顕微鏡との組み合わせ使用例 オリンパス 写真はMSS-300C




顕微鏡との組み合わせ使用例 ニコン 写真はMSS-200C-NA

アクセサリ ステ**ー**ジ用


◆ センサ動作倫理とタイミングチャート





顕微鏡用XYステージ 4 顕微鏡用自動化製品 ■

◆ 接続方法



製品の外観図

